

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMELIHARAAN KARL FISCHER	No Dokumen : 6.4/POB 11/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi : 1/0
	Tanggal terbit : 19 Oktober 2018
	Halaman : 1 dari 2
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai panduan umum dalam pemeliharaan alat Karl Fischer.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dapat digunakan untuk pemeliharaan alat Karl Fischer.

3. ACUAN

Manual alat Karl Fischer

4. PROSEDUR

4.1. Pemeliharaan Umum

- Tempatkan di ruangan yang bersih, bebas debu dan dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan (AC).
- Bersihkan bagian luar alat apabila terkena larutan atau cairan.
- Silika gel harus segera diganti apabila sudah berubah warna.

5. DOKUMEN TERKAIT

Form 6.4/PTJM-02/BBPOM BDG/18 F(04)

Disiapkan oleh:  Afinna Nurfitri, S.Farm., Apt.	Diverifikasi/ disahkan oleh :  Leni Maryati, Apt., M.Si. Kepala Seksi Pengujian Kimia
--	---

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMELIHARAAN KARL FISCHER	No Dokumen	: 6.4/POB 11/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi	: 1/0
	Tanggal terbit	: 19 Oktober 2018
	Halaman	: 2 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu

ASLI

6. RIWAYAT PERUBAHAN

Terbitan/Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
2/1	1. Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 12075 : 2017 2. Penambahan poin Dokumen Terkait Form 6.4/PTJM-02/BBPOM BDG/18 F(04)	25 Juni 2018
1/0	Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018