

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU TINDAK LANJUT HASIL KALIBRASI INTERNAL DAN EKSTERNAL	No Dokumen	: 6.5/POB 13/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi	: 1/1
	Tanggal terbit	: 21 Maret 2019
	Halaman	: 1 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu

A S L I

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil kalibrasi internal dan eksternal telah ditindaklanjuti dengan benar

2. Ruang lingkup

Prosedur ini meliputi cara menindaklanjuti sertifikat kalibrasi baik internal maupun eksternal

3. Acuan

ISO/IEC 17025

4. Prosedur

- Data hail kalibrasi pada sertifikat kalibrasi dikaji oleh penanggungjawab alat.
- Cocokkan No. Seri sertifikat dengan No. Seri stiker pada alat.
- Analisa data hasil kalibrasi :
 - Jika hasil kalibrasi menunjukkan ada faktor koreksi maka nilai koreksi dicantumkan pada alat.
 - Jika koreksi memberikan nilai negatif (-) maka hasil pembacaan alat dikurangi nilai koreksi, jika positif (+) maka hasil pembacaan ditambah nilai koreksi.
 - Apabila faktor koreksi hasil kalibrasi lebih kecil dari persyaratan alat / metode maka faktor koreksi boleh diabaikan.

Disiapkan oleh:  Tri Winarsih Nuryani, S.Si., Apt	Diverifikasi/ disahkan oleh :  <u>Leni Maryati, M.Si., Apt</u> Kepala Seksi Pengujian Kimia
---	---

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU TINDAK LANJUT HASIL KALIBRASI INTERNAL DAN EKSTERNAL	No Dokumen	: 6.5/POB 10/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi	: 1/1
	Tanggal terbit	: 19 Oktober 2018
	Halaman	: 2 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu


ASLI

- Lihat range titik/nilai yang dikalibrasi kemudian cantumkan nilai minimal dan maksimal pemakaian alat tersebut.

5. Dokumen Terkait

-

6. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	Tanggal Efektif
1/0	• Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018
1/1	• Penambahan poin 3. Acuan • Penambahan poin 5. Dokumen Terkait • Penambahan poin 6. Riwayat Perubahan	21 Maret 2019